



Calle 134 No.15-42 Bogotá  
PBX 2164708  
Cel. 316 8044387  
[www.veterinariacountry.com](http://www.veterinariacountry.com)

### **PROTOCOLO ENVIO INMUNOHISTOQUÍMICA**

1. Inmediatamente después de tomada la muestra, colocarla TODA en un recipiente con formalina al 10%, con un volumen por lo menos 10 veces mayor al de la pieza a enviar.
2. No congelar la muestra en ningún caso.
3. Rotular el envase de envío con los siguientes datos:
  - Nombre completo del paciente
  - Especie
  - Raza
  - Fecha de toma de muestra
  - Entidad o medico veterinario que la envía
  - Nombre del órgano o pieza
4. Enviar hoja de remisión correctamente diligenciada.

### **INTERCONSULTAS INMUNOHISTOQUÍMICA:**

1. Enviar bloques de parafina y/o laminas.
2. Resultado de la patología
3. Enviar hoja de remisión correctamente diligenciada.