



Calle 134 No.15-42 Bogotá
PBX 2164708
Cel. 316 8044387
www.veterinariacountry.com

PROTOCOLO ENVIO PATOLOGÍA RUTINA O ESPECIALIZADA

1. Inmediatamente después de tomada la muestra, colocarla TODA en un recipiente con formalina al 10%, con un volumen por lo menos 10 veces mayor al de la pieza a enviar.
2. No congelar la muestra en ningún caso.
3. Rotular el envase de envío con los siguientes datos:
 - Nombre completo del paciente
 - Especie
 - Raza
 - Fecha de toma de muestra
 - Entidad o medico veterinario que la envía
 - Nombre del órgano o pieza
4. Enviar hoja de remisión correctamente diligenciada.

PROTOCOLO ENVIO DE MIELOGRAMA

1. Las laminas a utilizar para la realización de frotis de medula ósea y/o sangre periférica y/o improntas deben estar limpias y desengrasadas así sean laminas nuevas y deben guardarse en una bolsa plástica sellable. Evitar la exposición a formol o vapores de este.
2. Todos los casos de Mielograma deben llevar Frotis de Sangre Periférica. Si se realiza biopsia ósea hacer improntas.
3. Rotular el envase de envío con los siguientes datos:
 - Nombre completo del paciente
 - Especie
 - Raza
 - Fecha de toma de muestra
 - Entidad o medico veterinario que la envía
 - Nombre del órgano o pieza
4. Enviar hoja de remisión correctamente diligenciada + impresión diagnostica para los pacientes de primera vez, si son de control de tratamiento o estatificación, esquema terapéutico que se esta manejando y datos de cuadro hemático como: Recuento de leucocitos, Plaquetas, Hemoglobina y Valores hematimetricos.

INTERCONSULTAS:

1. Enviar bloques de parafina y/o laminas.
2. Enviar hoja de remisión correctamente diligenciada.